

Guide d'utilisation de Plug'Uino® Py sous Windows




Sommaire

	Page
Présentation	02
Mode Interface	08
Mode Objet embarqué	14
Mode Terminal REPL	16
Annexes	24
Résumé du guide de démarrage	25
Le contenu de la carte SD	26
Le port USB de Plug'Uino® Py	29
Traitement de messages d'erreur	31
Erreur de librairie	31
Erreur de Port sur Windows 10	31
Erreur de Port sur Windows 7	33

Présentation de Plug'Uino® Py

L'interface Plug'Uino® Py est composée du boîtier de connexion SATA et d'une carte amovible Plug'Py.




Description du matériel

1. Le boîtier de connexion SATA

Le boîtier de connexion SATA est un boîtier transparent incassable en polycarbonate, il peut contenir :

- soit la carte de microcontrôleur Plug'Uno (aux fonctions identiques à Arduino Uno Rev.3)
 - soit la carte de microcontrôleur Plug'Py fonctionnant sous MicroPython.
- Ces deux dernières cartes sont amovibles et peuvent être interchangeables.



Plug'Uno® Py

Plug'Uno® Uno

(100% compatible Arduino™ Uno Rev3)


Ce boîtier donne accès aux entrées sorties E/S, de la carte microcontrôleur déjà installée.

Ces E/S sont accessibles par deux types de connecteurs : SIL et SATA

Connecteurs SIL

Les connecteurs SIL donnent accès aux broches des entrées / sorties des cartes microcontrôleur Plug'Py ou Plug'Uno.

L'implémentation des broches des connecteurs SIL est exactement comme sur une carte Arduino™ Uno



Implantation exactement identique des signaux entre Plug'Uino® Uno ou Plug'Uino® Py et Arduino™ Uno


Connecteurs SATA

Les connecteurs SATA ont un code de couleur :



Rouge : numérique
 Bleu : analogique
 Jaune : bus de données I²C
 Gris : UART

Ces connecteurs permettent de relier en 1 seul « clic » au microcontrôleur les différents fils (Masse (GND), 5 V (Vcc) et Signaux (SIG1 et SIG2) nécessaires au fonctionnement des capteurs et actionneurs. Ils simplifient et fiabilisent la connectique.



Certains capteurs ou actionneurs peuvent utiliser SIG1 et SIG2 ce qui explique la notation ci-dessous sur les connecteurs :

Le connecteur D2 (+D3) :


D2 (+D3)

D2 est relié à SIG1

D3 est relié à SIG2

D3 ne sera utilisé que si le module connecté nécessite deux E/S digitales


Les signaux accessibles par un connecteur SATA sont également accessibles sur les connecteurs SIL comme le montrent les deux illustrations suivantes :



Enfin le boîtier de connexion SATA peut accepter deux modules supplémentaires :


- Un module de connectivité sans fil comme par exemple Bluetooth
- Un module batterie

Plug'Uino® Py peut devenir ainsi un objet communicant et autonome par rapport à l'énergie et par rapport à l'ordinateur, tablette



2. La carte Plug'Py

La carte Plug'Py fonctionne sous MicoPython, elle contient entre autres un lecteur de carte SD, un afficheur 64x32 pixels, un accéléromètre... Elle est directement programmable en langage Python.



Utilisation de Plug'Uino® Py

L'interface Plug'Uino® Py offre trois modes de fonctionnement :

Mode Interface – Mode Embarqué – Mode REPL

Le tableau ci-dessous illustre ces modes de fonctionnement et leur relation à l'ordinateur

Plug'Uino® Py	Où le script s'écrit?	Où le script se lance?	Où le script s'exécute?	Où s'affichent les résultats?
Mode objet embarqué				 et/ou 
Mode Terminal REPL		 et/ou 		 et/ou 
Mode Interface			 et 	 et/ou 

Le mode interface est le mode indiqué pour l'enseignement de la programmation en travaux pratiques de Physique-Chimie et de SVT.

Le mode objet embarqué est le mode pour créer des objets technologiques.

MicroPython fonctionne comme un petit système d'exploitation qui exécute des programmes utilisateur et fournit un interpréteur de commandes (REPL).

Ce que nous appelons ‘Mode Terminal REPL’, c'est l'utilisation du mode REPL de MicroPython dans une fenêtre-terminal : port série (cf. page 19) ou page web (cf. page 23).

Mode Interface



Mode Interface :

Ce mode consiste à exécuter un script à partir de l'ordinateur qui enverra à l'interface des instructions Python et recevra en retour ses réponses.

Le programme sur le PC se charge alors de traiter les données, comme par exemple faire un tracé de courbes.

Ce mode nécessite d'établir une connexion entre l'interface et l'ordinateur. Cette connexion se fait à l'aide d'un port USB configuré comme un port série COMxx (xx étant le numéro alloué par l'ordinateur à l'interface)

Plug'Uino® Py	Où le script s'écrit?	Où le script se lance?	Où le script s'exécute?	Où s'affichent les résultats?
Mode Interface			 et 	 et/ou 

Pour le bon fonctionnement de ce mode, il est nécessaire de vérifier que :


- la librairie **PySerial** est installée dans votre ordinateur.
- la présence de la librairie libPlugPy.py (cf. point 2-)

1- Installation de la librairie **PySerial**

PySerial est une librairie du langage Python qui permet d'accéder au port série.

Pour l'installer :

Taper simultanément sur les touches Windows+R
taper cmd et valider



Ensuite taper :

```
pip install pyserial
```

Taper sur entrée

Le message :''Requirement already satisfied in c:\....
indique la bonne installation de la librairie.

Cette installation n'est nécessaire qu'une seule fois.

2- La librairie **libPlugPy.py** doit se trouver dans le même répertoire que le script à exécuter.

La librairie libPlugPy.py se charge de traduire et de :

- connecter de façon logicielle l'interface à vos scripts Python
- mettre en forme et transmettre les requêtes qui lui sont faites
- lire les résultats d'exécution et les retourner au script de l'utilisateur

Exemple d'utilisation du mode interface

exemple Mariotte :

ouvrir un éditeur Python, IDLE par exemple.

Ouvrir le script "Loi de Mariotte .py" qui se trouve sur la carte SD


E:\TP\2-Loi_Mariotte

L'écriture de ce script est structurée en 4 sections :

- 1- Configuration de la connexion
- 2- Mesures
- 3- Fermeture du port
- 4- Tracé du graphique

```
# Programme de mesures pour loi de Mariotte
#####
# Importation des bibliothèques & Initialisation de la communication avec PlugPy
#####
myPlugPySerialPort = "AUTODETECT"
try : from libPlugPy import plugpy
# Si échoue :
except Exception as errorCode : print ( "\nLe programme ne peut pas continuer, raison :\n\n" + s
try : ppy = plugpy ( myPlugPySerialPort )
except Exception as errorCode : print ( "\nLe programme ne peut pas continuer, raison :\n\n" + s
try : ppy.enter_raw_repl ()
except Exception as errorCode : print ( "\nLe programme ne peut pas continuer, raison :\n\n" + s
ppy.exec ( "from ppy import Pin" )
ppy.exec ( "D2 = Pin ( 'D2',Pin.OUT) " )
ppy.exec ( "D2.on () " )
ppy.exec ( "from ppy import ADC" )
ppy.exec ( "A1 = ADC ( 'A1' ) " )
#####
Section : Mesures
#####
try:
# L'instruction suivante est pour vous assurer que la communication est établie avec PlugUino
print ( "\n Plug'Py dis moi Hello world.\n Plug'Py dit : ",ppy.exec ( "print ( 'Hello world ! tout va
mesure=[]
volume=[]
poursuite=True
while poursuite:
v=float ( input ( 'volume en mL : ) )
volume.append ( v )
a=input ( 'taper ENTER pour effectuer la mesure)
m= int ( ppy.exec ( "print ( A1.read () ) " ) .decode () )
m=m/4095
mesure.append ( m )
print ( 'mesure : ',m )
poursuite=input ( 'nouvelle mesure o/n : )
if poursuite!='o' and poursuite!='O':
poursuite=False
print ( 'Volumes : ',volume)
print ( 'Mesures : ',mesure)
except Exception as errorCode : ppy.exit_raw_repl () ; ppy.close () ; print ( "\nUn problème c
#####
Fermeture de la communication, Libération du port com
#####
ppy.exit_raw_repl ()
ppy.close ()
#####
Section : Tracé d'un graphique ( optionnelle)
#####
print ( '-----)
traces=input ( 'Voulez-vous effectuer un tracé de ces mesures o/n ? )
if traces=='o' or traces=='O':
import numpy as np # importation de la bibliothèque pour le calcul de régression lin
import matplotlib.pyplot as plt # bibliothèque de tracés
inv_v=[]
pression=[]
for i in range ( len ( mesure ) ) :
```

Sélectionner le Menu Run,
sélectionner Python Shell : cela ouvre une fenêtre Python Shell
ensuite valider ‘‘Run Module’’



Noter que pour écrire un programme, il est conseillé d'utiliser une trame d'écriture que l'on trouve dans le script ‘‘Mon Programme.py’’

Il se trouve dans E:\Misc&Tools\Remote Control

(E étant l'unité dans laquelle se trouve la carte SD de Plug'Uino® Py)

Il est structuré en trois sections :

- 1- configuration de la connexion et importation des bibliothèques
- 2- La zone d'écriture du programme
- 3- La déconnexion du port COM utilisé

Mode Objet embarqué



Mode ‘Objet embarqué’ :

Grâce aux périphériques embarqués, carte SD, bouton utilisateur USR et à afficheur, Plug'Uino® Py ne nécessite pas d'ordinateur pour exécuter des applications.

Plug'Uino® Py	Où le script s'écrit?	Où le script se lance?	Où le script s'exécute?	Où s'affichent les résultats?
Mode objet embarqué				 et/ou 

Vous trouverez de multiples programmes sur la carte SD dans le répertoire
\\Samples\\Gui

Pour y accéder:

Appui simultané sur les boutons RST + USR
Le menu ‘‘Boot Options’’ apparaît sur l’écran.

Pour défiler le menu : appui court sur le bouton USR,
Pour sélectionner : Appui long sur le bouton USR,
Sélectionner : ‘‘Startup file’’ (appui long sur USR),
Sélectionner ‘‘Samples’’,
Sélectionner ‘‘GUI’’,

Dans ce répertoire, vous trouverez 4 scripts installés:

- AccelGraph : Trace le graphique de la réponse de l’accéléromètre intégré en fonction du temps
- AdcBarGraph : Un graphique à barre représentant le niveau de tension analogique de l’entrée A0
- micro TRex : un jeu ☺
- SigGenerator : Génère un signal carré, triangle ou sinusoïdal qui sera disponible sur D0

Mode Terminal REPL

R Read
E Evaluate
P Print
L Loop



Mode Terminal REPL:

REPL (Read-Eval-Print-Loop), c'est le mode interpréteur interactif de MicroPython qui peut exécuter des lignes d'un programme instruction après instruction et de façon interactive.

Pour ce mode, il est nécessaire d'établir une liaison entre l'ordinateur et la carte microcontrôleur.

Cette liaison peut se faire :

- soit par un port série
- soit par la connectivité offerte par WebUSB qui permet de connecter Plug'Py (la carte microcontrôleur de Plug'Uino® Py) à une page Web.

Plug'Uino® Py	Où le script s'écrit?	Où le script se lance?	Où le script s'exécute?	Où s'affichent les résultats?
Mode Fenêtre REPL		 et/ou 		 et/ou 

Mode Terminal REPL par port Série


Grâce à un programme Terminal de port-série comme PuTTY (téléchargeable sur PuTTY.org) on peut saisir des instructions à exécuter par Plug'Uino® Py et au retour lire les résultats

Mais préalablement, il est nécessaire de connaître le numéro du port COM qui reconnaît l'interface Plug'Uino® Py.



Sous Windows 10 :

Touche Windows + R

Ouvrir ''devmgmt.msc''




Valider, l'écran suivant est affiché :




En branchant l'interface, une ligne supplémentaire sera affichée Ports (COM et LPT) et vous indique le COM utilisé, dans notre illustration c'est le COM59.

Revenons sur PuTTY qui établit la connexion entre le PC et l'interface, après le téléchargement à l'adresse PuTTY.org, on exécute l'application et on renseigne comme suit:




Il est à noter que l'on peut sauvegarder la session, par exemple




Pour les connexions suivantes, il suffit de sélectionner la session Plug'Py et valider par Open.

Une fenêtre du terminal série s'ouvre pour le mode REPL:



```
COM59 - PuTTY
MicroPython v1.10-290-g8402c26cf-dirty on 2019-11-11; PPYv1.2 with STM32F405RG
Type "help()" for more information.
>>> █
```

On peut demander à la carte microcontrôleur MicroPython de traiter les instructions suivantes : écrire Bonjour 10 fois. Le résultat est renvoyé à la fenêtre du terminal REPL.




```
COM59 - PuTTY
MicroPython v1.10-290-g8402c26cf-dirty on 2019-11-11; PPYv1.2 with STM32F405RG
Type "help()" for more information.
>>> for i in range (10):
...     print(' Bonjour ')
...
...
...
Bonjour
>>> █
```

On peut aussi commander l'exécution d'un script qui est sur la carte SD et de voir les résultats retournés dans la fenêtre du terminal REPL.

- Exemple : exécutons le script USRanger.py, ce script se trouve dans le répertoire Samples\USRanger pour y accéder :
- Appui simultané sur les boutons RST + USB
- Sélectionner Startup file (rappel appui long sélectionner appui court pour défiler)
- Sélectionner Samples (Appuis courts successifs pour atteindre "Samples" ensuite appui long pour l'ouvrir)
- Sélectionner \USRanger et exécuter USRanger

Les résultats seront affichés



```
COM59 - PuTTY
Measured : 1314 uS      22.3 cm      8.87 inches
Measured : 33572 uS   570.7 cm    226.68 inches
Measured : 1457 uS    24.8 cm     9.84 inches
Measured : 1134 uS    19.3 cm     7.66 inches
Measured : 1062 uS    18.1 cm     7.17 inches
Measured : 772 uS     13.1 cm     5.21 inches
Measured : 614 uS     10.4 cm     4.15 inches
Measured : 516 uS     8.8 cm      3.48 inches
Measured : 391 uS     6.6 cm      2.64 inches
Measured : 366 uS     6.2 cm      2.47 inches
Measured : 284 uS     4.8 cm      1.92 inches
Measured : 403 uS     6.9 cm      2.72 inches
Measured : 330 uS     5.6 cm      2.23 inches
Measured : 294 uS     5.0 cm      1.99 inches
Measured : 307 uS     5.2 cm      2.07 inches
Measured : 405 uS     6.9 cm      2.73 inches
Measured : 590 uS     10.0 cm     3.98 inches
Measured : 243 uS     4.1 cm      1.64 inches
Measured : 363 uS     6.2 cm      2.45 inches
Measured : 487 uS     8.3 cm      3.29 inches
Measured : 538 uS     9.1 cm      3.63 inches
Measured : 520 uS     8.8 cm      3.51 inches
Measured : 346 uS     5.9 cm      2.34 inches
```

Il est à noter que l'on peut commander un script se trouvant dans la carte SD à partir de la fenêtre du terminal série.

Par exemple, exécuter successivement le script OledBitmap ensuite le script OledShapes, pour cela :

CTRL+C interrompt l'exécution du script en cours
ensuite on écrit :

```
import Samples.Oled.OledBitmap
```

on observe le résultat sur l'écran Oled de l'interface

CTRL+C interrompt l'exécution du script OledBitmap
import Samples.OledShapes

```
COM59 - PuTTY
Measured : 133123 uS      2263.1 cm      898.84 inches
Measured : 133171 uS      2263.9 cm      899.1599 inches
Measured : 133176 uS      2264.0 cm      899.2 inches
Measured : 133178 uS      2264.0 cm      899.21 inches
Measured : 133226 uS      2264.8 cm      899.5399 inches
Traceback (most recent call last):
  File "Samples/USRanger/USRanger.py", line 48, in <module>
  File "lib/USRanger.py", line 27, in mesureEchoMicroSec
  File "lib/USRanger.py", line 50, in pulseIn
KeyboardInterrupt:
MicroPython v1.10-290-g8402c26cf-dirty on 2019-11-11; PPYv1.2 with STM32F405RG
Type "help()" for more information.
>>> import Samples.Oled.OledBitmap
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1
IndentationError: unexpected indent
>>> import Samples.Oled.OledBitmap
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "Samples/Oled/OledBitmap.py", line 80, in <module>
KeyboardInterrupt:
>>>
>>> import Samples.Oled.OledShapes
```

On observe l'écran Oled de l'interface.

Il est à noter que les commandes spéciales REPL sont :

CTRL+C interrompt l'exécution du script en cours

CTRL+D Redémarre le système (pour importer une ressource plus qu'une fois)

CTRL+E Mode d'écriture du presse-papier (Coller)


CTRL+A Mode REPL brut

CTRL+B Quitte le mode REPL brut

Mode Terminal REPL par WebUSB

L'application Web "Python Editor" utilise la connectivité WebUSB qui permet de connecter Plug'Py à une page Web.


L'application Web "Python Editor" offre une interface de type terminal qui asservit l'interpréteur REPL de Plug'Py.



```
1 # Welcome to Plug'Py WebUSB MicroIDE (v0.1.0000019)
2 #
3 # This very basic WebAPP regroup on the same interface :
4 # - File-Browser that enable you to create/edit/execute/remove files/folders
5 # - REPL Terminal (use chromium_remote)
6 # - Text editor (use CodeMirror)
7 #
8 #####
9 # In addition to the implemented functionalities this Web APP main goal is to demonstrate ...
10 # .. the remote control capabilities of your Plug Py board via a WebUSB connection as all ...
11 # .. queries and responses transit through it.
12 #
13 # The following section tell more about what is/How to implement a WebUSB connection.
14 #
15 # -> WebUSB is for the moment only compatible with Chrome 85+ Web Browser.
16 # -> WebUSB is only workable when the App is loaded from :
17 # -> anywhere as long as the distant server is HTTPS ( must be securised )
18 # -> the localhost address ( 127.0.0.1 ) via HTTP/HTTPS
19 # WebUSB is not workable when the App is loaded from the file protocol (file:///).
20 #
21 #
22 # A WebUSB connection consist in 3 elements :
23 # - a WebUSB capable USB device ( implement specific fields in it differents descriptors )
24 # - a WebUSB capable Web-Browser ( Chrome 85+ for the moment )
25 # - a WebUSB capable client App. ( this WebAPP example )
26 #
27 # Client App. implementation via JavaScript :
28 #
29 # 1- Function to request the USB device ( filtered via VID/PID identifier )
30 # var serial = {};
31 # const filters = [ { vendorId: 0x0856 , productId: 0x0805 } ];
32 # serial.requestPort = function() {
33 #   return navigator.usb.requestDevice({ filters:filters }).then(
34 #     device => new serial.Port(device)
35 #   );
36 # };
37 #
38 # 2- Function to Specify the WebUSB capable Interface / IN-OUT Endpoints of our USB Device
39 # serial.Port = function(device) {
40 #   this.device = device;
41 # }
```

Cette application peut être chargée depuis sciencethic.com.

Elle peut également être téléchargeable et exécutable localement (documentation de mise en œuvre est fournie dans le téléchargement)



```
1 # Welcome to Plug'Py WebUSB MicroIDE (v0.1.0000019)
2 #
3 # This very basic WebAPP regroup on the same interface :
4 # - File-Browser that enable you to create/edit/execute/remove files/folders
5 # - REPL Terminal (use chromium_remote)
6 # - Text editor (use CodeMirror)
7 #
8 #####
9 # In addition to the implemented functionalities this Web APP main goal is to demonstrate ...
10 # .. the remote control capabilities of your Plug Py board via a WebUSB connection as all ...
11 # .. queries and responses transit through it.
12 #
13 # The following section tell more about what is/How to implement a WebUSB connection.
14 #
15 # -> WebUSB is for the moment only compatible with Chrome 85+ Web Browser.
16 # -> WebUSB is only workable when the App is loaded from :
17 # -> anywhere as long as the distant server is HTTPS ( must be securised )
18 # -> the localhost address ( 127.0.0.1 ) via HTTP/HTTPS
19 # WebUSB is not workable when the App is loaded from the file protocol (file:///).
20 #
21 #
22 # A WebUSB connection consist in 3 elements :
23 # - a WebUSB capable USB device ( implement specific fields in it differents descriptors )
24 # - a WebUSB capable Web-Browser ( Chrome 85+ for the moment )
25 # - a WebUSB capable client App. ( this WebAPP example )
26 #
27 # Client App. implementation via JavaScript :
28 #
29 # 1- Function to request the USB device ( filtered via VID/PID identifier )
30 # var serial = {};
31 # const filters = [ { vendorId: 0x0856 , productId: 0x0805 } ];
32 # serial.requestPort = function() {
33 #   return navigator.usb.requestDevice({ filters:filters }).then(
34 #     device => new serial.Port(device)
35 #   );
36 # };
37 #
38 # 2- Function to Specify the WebUSB capable Interface / IN-OUT Endpoints of our USB Device
39 # serial.Port = function(device) {
40 #   this.device = device;
41 # }
```

Annexes

- Résumé du guide démarrage
- Le contenu de la carte SD
- Les modes USB de Plug'Uino® Py
- Traitement de quelques messages d'erreur



1- Résumé du guide de démarrage

Le document ci-dessous, résume tout ce qui est nécessaire à savoir pour le démarrage de la carte Plug'Uino® Py

Guide de démarrage :

Plug'Uino® Py fonctionne sous le système d'exploitation **MicroPython** programmable directement en langage **Python**.

Plug'Uino® Py fonctionne comme un '**objet embarqué**' ne nécessitant pas d'ordinateur pour exécuter les programmes résidents sur sa carte SD ou comme un objet asservi par un ordinateur (**mode interface**).

Vous ne partez pas de zéro, **Plug'Uino® Py** est fourni avec de nombreux exemples et programmes de démo.

→ Voir stockage USB : / Samples / ...

Commencer à programmer, 3 modes proposés :

1. Mode '**objet embarqué**' :

- Créer/modifier un fichier .py sur la carte SD du **Plug'Uino® Py**.
- Sélectionner le fichier à exécuter depuis le menu de démarrage interactif → "**Startup File**" (appui court sur le bouton **USR** pour défiler appui long pour valider).

2. Mode '**Exécution en ligne de commande**' ou **REPL** :

De la même façon qu'il est possible d'exécuter des commandes et lire des résultats dans une console **Python** (sur un ordinateur), un logiciel de terminal port-série (comme **PuTTY.org**) connecté sur le port-série USB du **Plug'Uino® Py** se comporte de façon similaire.

3. Mode '**Interface**' : contrôle via un programme distant sur PC :

Un programme **Python** exécuté sur un ordinateur envoie au **Plug'Uino® Py** des instructions dans le langage natif de celui-ci (**Python**) ; Récupère les résultats et les interprète. Des exemples sont fournis dans le stockage USB.
→ Voir stockage USB : / Misc&Tools / Remote Control / ...

Menu de démarrage : maintenir bouton '**USR**' + presser '**RST**' :

StartUp file : Vous Permet de choisir le programme **Python** à exécuter au démarrage du système.

Safe mode : Démarre le système en ignorant tous les programmes ou fichiers de configuration.

USB Options : **Plug'Uino® Py** se comporte comme un périphérique **USB 2-en-1**. Dans tous les cas le système installera un port-série (**REPL**). Le second périphérique est au choix selon **MSC** / **WebUSB** / **DualVCP** / **Custom HID** :

MSC : Asservi la carte microSD en tant que périphérique de stockage USB.

WebUSB : Permet une communication USB directe avec un navigateur WEB.

→ Une application est fournie, voir stockage USB : / Misc&Tools / Python Editor /

DualVCP : Installe un second port-série USB programmable.

Custom HID : Simule un clavier, souris, joystick ou tout autre périphérique USB de type HID.

→ Voir stockage USB : / Samples / UsbHID / ...

Erase FS : Efface l'intégralité de la mémoire de stockage USB et restaure l'ensemble des programmes exemples et autres ressources.

DFU Mode : Relatif à la mise à jour du micro logiciel de votre **Plug'Uino® Py**. Place le système en attente de réception d'une mise à jour via USB. Pour plus d'infos, visiter sciencethic.com.

Mémo des commandes spéciales **REPL** (Read-Eval-Print-Loop) :

CTRL + C

Interrompt l'exécution d'un programme

CTRL + D

Redémarre le système

CTRL + E

Mode d'écriture du presse-papier (coller)


CTRL + A

Entre en mode REPL 'brut'


CTRL + B

Quitte le mode REPL 'brut'

2- Le contenu de la carte SD



Le dossier appelé TP contient 5 exemples de TP.
Ces TP utilisent l'interface en "mode Interface"



 **conf** Le dossier Conf contient les fichiers nécessaires à la configuration

 **lib** Contient les librairies pour le LCD et l'émetteur récepteur Ultra son

 **Misc&Tools** Contient des outils, il a 3 sous dossiers

- **Python Editor** (WebUSB) Contient le lien pour ouvrir l'application WebUSB

- **USB Drivers** contient les pilotes pour le port Série VCP et pour le port utilisé par WebUSB

- **Remote Control** contient 3 programmes montrant la prise de contrôle à distance de la carte microcontrôleur

ils sont nommés pc_example_adc_1, 2 ou 3.

Dans ce dossier, vous trouverez également le dossier Template dans lequel "Mon Programme.py" est donné comme modèle d'écriture des programmes.

 File	Contient un exemple d'utilisation d'un fichier externe au programme utilisable par pour Créer/lire/ écrire/ ajouter des données
 Gui	Contient 4 programmes utilisant l'interface graphique de la carte Plug'Py, vous disposez notamment d'un générateur de signal
 I2C	Contient un programme qui permet de lire ou d'écrire sur le bus I ² C
 LCD16x2RGB	Contient un programme permettant d'utiliser le LCD
 Oled	Contient 4 programmes exemples d'utilisation l'écran Oled. Découvrez notamment OledShapes.py !
 Pin	Contient 2 programmes qui permettent de lire /écrire sur des entrées /sorties et un troisième pour utiliser les interruptions générées par le bouton USR
 SmartLED	Contient 2 programmes utilisant la matrice LED RGB 5x5 Réf. 651 050 et la LED RGB Réf. 6510028
 Switch	Contient 3 programmes permettant d'utiliser le bouton USR
 Timer	Contient 4 programmes permettant d'exploiter le timer
 Uart	Contient deux exemples d'utilisation du mode UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
 UsbHID	Contient 3 exemples de programmation de logiciel HID (human Interface Device) pour un Joystick, un clavier et une souris. Ces programmes sont utilisables uniquement quand le mode USB HID a été sélectionné.
 UsbVCP	Contient 2 programmes pour l'utilisation du périphérique USB Programmes uniquement disponibles en mode Dual VCP
 USRanger	Contient un programme utilisant l'émetteur récepteur Ultra sons Réf. 651 049

3- Le port USB de Plug'Uino® Py vu par l'ordinateur

Plug'Uino® Py est vue par l'ordinateur comme un périphérique USB composite (USB 2 en 1) ç-à-d vue comme deux périphériques à la fois, parmi les quatre suivants:

VCP	: Virtual COM Port, port série USB
MSC	: Mass Storage Class, stockage USB (carte microSD)
WebUSB	: communication avec une page Web
HID	: Humain Interface Device. Ce mode permet de programmer l'action d'un clavier, d'une souris, d'un Joystick.... sans que l'objet ne soit physiquement présent. Exemple d'application : si nous souhaitons générer un fichier de données d'un capteur avec une mise en forme qui aurait nécessité la génération de caractères spéciaux comme retour de chariot, tabulation... Une des possibilités de ce mode HID est de permettre de simuler un clavier par l'envoi de ces caractères comme si un clavier réel l'avait fait après chaque prise de mesure. Voir les scripts dans : E:\Samples\UsbHID Joyestick.py , Keyboard.py ou Mouse.py

Parmi les 6 combinaisons qui permettent d'associer 2 modes parmi 4, seules quatre combinaisons sont implémentées.

On trouve ainsi le mode Port Série dans chacun des 4 modes suivants :

'VCP+MSC'	Port série et Carte SD
'VCP+WEBUSB'	Port série et WebUSB
'VCP+VCP'	Deux ports série
'VCP+HID'	Port série et HID

Pour choisir un mode sur l'interface directement :

Après sa mise sous tension:

Appui sur RST +USR simultanément

choisir USB Option (appui court sur USR pour défiler)

Valider (appui long sur USR)

et on choisit le mode voulu.

A noter que le mode VCP est d'emblée choisi, l'utilisateur peut choisir le second mode.

Pour choisir un mode par programmation :

Ouvrir usbOption.py dans le dossier conf sur la carte SD E:\conf\usbOption.py

Dans lequel on lit :

```
from ppy import usb_mode
usb_mode('VCP+MSC')
```

Il suffit de modifier 'VCP+MSC' dans
usb_mode('VCP+MSC')

Par l'une des propositions

```
# 'VCP+WEBUSB'  
# 'VCP+VCP'  
# 'VCP+HID'
```



Le système affecte un numéro de port à chaque mode.
En changeant de mode, n'oubliez pas de vérifier le numéro du COM
alloué.

4- Traitement de quelques messages d'erreurs

A- Erreur de librairie

En exécutant le début du script

```
1 """ Sciencéthic mesures pour loi de Mariotte
2 lecture sur une broche analogique .....
3 capteur branché sur la broche analogique A1, LED branchée sur la broche
4 digitale D2""""
5 # Make sure keep libPlugPy.py aside
6 from libPlugPy import plugpy
```

Traceback (most recent call last):

File "E:\TP\Mariotte_law_PlugPy.py", line 6, in <module>

from libPlugPy import plugpy

ModuleNotFoundError: No module named 'libPlugPy'

Correction :

Assurer-vous que la librairie se trouve dans la racine du dossier où se trouve le script à exécuter.

B- Erreur de port COMxx sous WINDOWS 10

Traceback (most recent call last):

File "E:\..... line 17, in <module>

ppy = plugpy(myPlugPySerialPort)

"E:\..... line 147, in __init__

raise plugpyError('failed to access ' + device)


libPlugPy.plugpyError: failed to access COM8

Pour corriger , il faut vérifier le numéro du port alloué à Plug'Uino® Py

Sous Windows 10 :

Touche Windows + R

Exécuter ``devmgmt.msc``



Correction:

Remplacer dans le script Com8 par Com5

C- Erreur de port COMxx sous WINDOWS 7 (Installation de pilote)

Erreur de port Windows 7

L'erreur de port COM

Traceback (most recent call last):

File "E:\....." line 17, in <module>

ppy = plugpy(myPlugPySerialPort)

"E:\....." line 147, in __init__


raise plugpyError('failed to access ' + device)

libPlugPy.plugpyError: failed to access COM8

se traite de la même façon que sur Windows 10, à savoir

Touche Windows + R


Exécuter "devmgmt.msc"




Mais si le pilote n'a jamais été installé, vous n'allez pas voir le Plug'Py dans les Ports (COM et LPT).

Il faut passer donc par l'installation du port


Clic droit sur Autres Périphériques et Plug'Py-VCP-1 (REPL)



Sélectionner « Recherchez et installez manuellement le pilote ».




Cliquer Choisi parmi une liste.... Et suivant




une liste apparaît

Maintenir la sélection sur "Afficher tous les périphériques"
Cliquer sur suivant.




Cliquer sur ‘Disque fourni’




Donner le chemin Lettre de l'unité de stockage suivi de : \Misc&Tools\USD Drivers


Dans notre cas, la lettre ‘F’ est attribuée à l'unité de stockage




Sélectionner Plug'Py USB Comm Port et cliquer sur suivant




Un message d'avertissement apparaît
Cliquer sur oui



Un message de sécurité de Windows s'affiche.
Cliquer sur Installer ce pilote quand même



Après installation un message vous avertit de la bonne installation du pilote et vous indique le numéro de COM alloué.



A noter que dans la rubrique Ports (COM et LPT), Plug'Py est désormais reconnue et un numéro de port est désormais attribué.

Le pilote est bien installé, noter le numéro du COM accordé.

