


MICROSCOPE MES 02

Réf. 110 006

1. Description:

2. Oculaire
3. Tube porte-oculaire
4. 3 objectifs sur tourelle :
4X ; 10X ; 40X
5. Éclairage incident
6. Mollette de mise au point
7. Bouton on/off
8. Variateur pour l'éclairage incident
9. Valets
10. Platine
11. Diaphragme à disque rotatif :
5 positions
12. Eclairage en transmission
13. Sélecteur d'éclairage transmission/incident
14. Base



2. Informations générales :

- Placer le microscope sur une surface stable et solide. Une installation électrique à proximité est nécessaire pour une observation avec le l'éclairage électrique.
- Eclairage électrique à LED : Brancher le microscope sur une prise de courant (230 V). Le microscope possède deux dispositifs d'éclairage, un éclairage incident et un éclairage par transmission. L'intensité de la lumière peut-être ajustée en tournant le bouton.

3. Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com